



|                           |                                |                          |                                      |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Anzahl Pumpenhübe:</b> | <b>n = 1</b>                   | <b>Reaktionsprinzip:</b> | <b>siehe Tabelle</b>                 |
| <b>Dauer der Messung:</b> | <b>30 sec pro Hub (100 ml)</b> | <b>Verfärbung:</b>       | <b>AdS = am Anfang des Segmentes</b> |
| <b>Lagerzeit:</b>         | <b>1,5 Jahre</b>               |                          | <b>GS = über das gesamte Segment</b> |

[illegible]